

Defibrillatoren

Worauf ist zu achten?

1. Ablaufdatum der Batterie
2. Ablaufdatum der Elektroden

Sowohl auf der Batterie als auch auf den Elektroden befindet sich das jeweilige Ablaufdatum!

Beschaffung von Batterien und Elektroden:

Wenden Sie sich bitte an den Lieferanten, dieser ist im Medizinproduktebuch aufgeführt

Beispiel Philips Heartstart (Standorte: Aula, 2xIFAD, Sportinstitut)

Lieferant: medic assist GmbH & Co. KG
Friederikastr. 148
44789 Bochum
Telefon: 0234 / 333 671 – 0
Internet: www.rettetleben.de

Die Kosten übernimmt das Dezernat 4

Anleitungen zum Tauschen der Elektroden oder der Batterie befinden sich in der Gebrauchsanleitung des Gerätes.

Selbsttest:

Phillips HeartStart: Das Gerät führt täglich einen Selbsttest durch

→ grüne blinkende Lampe = alles OK

Nach jedem Batterietausch wird ebenfalls ein Selbsttest durchgeführt!

Weitergehende Informationen befinden sich in der Gebrauchsanleitung des Geräts.

Alle 2 Jahre hat eine sicherheitstechnische Überprüfung der Geräte durch eine externe Fachfirma zu erfolgen.
Zu diesem Zweck ist das Gerät durch den beauftragten Ersthelfer der jeweiligen Einrichtung an eine zertifizierte Servicewerkstatt einzuschicken.

Kontaktdaten einer Servicewerkstatt für die Phillips HeartStart Geräte:

Fleischhacker GmbH & Co. KG
An der Silberkuhle 18
D-58239 Schwerte
Tel: + 49 (0) 2304 / 931-165
Fax: + 49 (0) 2304 / 931-112
gabi.lex@fleischhacker.biz
www.fleischhacker.biz

Die Kosten der sicherheitstechnischen Überprüfung werden durch das Dezernat 4 übernommen.

Nach erfolgter Überprüfung durch eine Fachfirma wird dem Gerät ein Prüfprotokoll beigelegt. Das Prüfprotokoll ist dem vorhandenen Medizinproduktebuch beigelegt oder anzuhängen.

Der nächste Prüftermin für die Phillips Geräte ist der Oktober 2022!

Falls Sie Hilfe und/oder Unterstützung benötigen wenden Sie sich bitte an das SG 48 des Dezernats 4.

Kontaktdaten: Tel:3022